

歯肉が喜ぶ 術者磨きを!



エビデンスに基づいたブラッシング法
「つまようじ法」専用設計。

レギュラーヘッド
ふつう やわらかめ

コンパクトヘッド
ふつう

ミニヘッド


「つまようじ法」 歯ブラシブイセブン

つまようじ法によるブラッシング



フリーサイズの歯間ブラシのように歯間空隙に合った毛の量が入ります。

要介護者の口腔ケアにも応用できます。



歯間に入りやすい 2列V型植毛

毛先が歯間に入りやすいよう設計。つまようじ法をおこなうことにより、歯肉を効果的にマッサージできます。矯正中の方や、インプラント部のブラッシングにも適しています。

長持ちキャップ

両側の突起が毛先のひろがりを抑え、歯ブラシが長持ちします。



NEW

いろいろ試せる V7 アソートセット

売れ筋のレギュラーヘッド・ふつう、コンパクトヘッド・ふつうを中心に1箱に詰め合わせました。

●商品内容(1箱10本入)

- V7レギュラーヘッド・ふつう..... 3本
- V7レギュラーヘッド・やわらかめ... 1本
- V7コンパクトヘッド・ふつう..... 4本
- V7ミニヘッド..... 2本

※ハンドル色はお選びいただけません。

(レギュラーヘッド、コンパクトヘッドはパステルカラー5色のいずれか、ミニヘッドはレッド・グリーン各1本になります。)

メーカー希望患者様価格(税抜) ブイセブン: レギュラーヘッド/コンパクトヘッド/ミニヘッド 各1本250円

有限会社 マルヤマ歯科商店

pmj 株式会社 ピー・エム・ジェー
PREVENTIVE MEDICINE IN JAPAN

〒700-0953 岡山市南区西市541-1
TEL 086-244-1251 FAX 086-244-1351
http://www.pmjv7.co.jp/

お客様相談室 (一生涯 よい歯)
☎0120-145-418
●受付時間/10:00~17:00(土・日・祝日を除く)