

Parashield


Designed by Intelligentwear in Japan

「眼をまもる」こと、それは「命をまもる」こと。

ANTI FOG SHIELD

WIDE TYPE

ワイドタイプ



ご好評をいただいておりますパラシールドに、以前よりご要望が多かった
ワイドタイプのアンチフォグシールドがバリエーションに加わりました。



※写真のβチタンフレームはいずれもグラスオンタイプを使用しています。(スタンダードタイプのフレームもご使用いただけます。)

既存のアンチフォグシールドとあわせて、皆様の現場に適したタイプをお選びください。



パラシールドの装着方法や詳しい情報に関しては
Parashieldウェブサイトをご覧ください。

Parashield ウェブサイト <http://parashield.jp>

パラシールド

検索



使用上の注意 ※取り扱いを誤った場合、ケガや物的損傷を負う可能性があります。

- ① 本製品は滅菌されておりません。有機溶剤等、不適合な薬品を使用した滅菌、清掃はフィルムの劣化、破損の原因となりますので行わないでください。
- ② 本製品は保護シートが貼られています。必ず保護シートを剥がしてご使用ください。保護シートを付けたまま使用すると視野が曇り危険です。
- ③ 本製品の厚さは0.3mm以下と薄いために、使い方を誤ると、手や顔などの皮膚にキズを付ける可能性があります。また、透明度が高いために、フィルムを認識し損なうことがあります。眼に入れて怪我をしないように、また、皮膚にキズを付けないように注意してご使用ください。
- ④ フィルムに付着した汚れ、防曇効果の低下は安全の妨げになることがあります。汚れたフィルムの使用は危険です。
本製品は、適切な洗浄や消毒により再使用が可能です。防曇効果の性能や安全性が十分に確認できない場合は再使用を止め、新しいものにお取り換えください。

品名	寸法	入数	希望小売価格	JANコード	1 梱入数	
 Parashield	アンチフォグシールド ワイドタイプ	横 238 mm × 縦 110 mm	10 枚入	2,500 円 (税別)	 4 976366 014455	30 袋入

Since1903 『まもる』を製^るる!

宇都宮製作株式会社
Utsunomiya Seisaku Co.,Ltd.

www.u-seisaku.co.jp

お問い合わせは

- 本社** 大阪府大阪市中央区谷町2丁目6番4号 谷町ビル6階 〒540-0012
メディカルグループ TEL.06-7639-9880 FAX.06-7639-9881
- 東大阪ものづくりセンター** 大阪府東大阪市本庄西1丁目5番1号 〒578-0965
- 東京支店** 東京都中央区日本橋大伝馬町6番7号 住長第2ビル6階 〒103-0011
TEL.03-5652-5858 FAX.03-5652-5889
- 福岡支店** 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目16番8号 ITビル9階 〒812-0013
TEL.092-441-5599 FAX.092-441-6040

有限会社 マルヤマ歯科商店