

# ホワイトニング サマーキャンペーン Vol.1

2024.5.7 (Tue) ▶ 2024.6.28 (Fri)

数量  
限定

オパールエッセンスBOOSTは、薬材をシリンジ内で混合する過酸化水素35%のオフィスホワイトニング材です。20%以上の水分量を含むため、エナメル質の脱水を防ぎ知覚過敏が発生しにくくなっています。

対象製品の在庫は十分確保しておりますが、万が一在庫量を超えるご注文をいただいた場合、キャンペーンを早めに終了させていただきます。



オフィスホワイトニングにぴったり！  
チークリトラクター（開口器）の  
アンブレラについては  
こちら！



※アンブレラはキャンペーン対象製品ではありません

参加  
無料

オフィスホワイトニングのことを学ぼう  
ホワイトニング教室 特別講座



Opalescence™ BOOST™



オパールエッセンスBOOST  
使用前



ホワイトニング施工中



オパールエッセンスBOOST  
3アプリケーション後

## オパールエッセンスBOOST オフィスホワイトニング材



4488-JP  
オパールエッセンスBOOST患者キット  
通常価格 ~~10,100~~ 円

➔ 特別価格 **9,090 円**

BOOSTシリンジ(1.2mL) ..... 2本  
オパールダムグリーンシリンジ(1.2mL) ..... 1本  
アイズブロック ..... 1個  
シェードガイド ..... 1枚  
ブラックミニチップ ..... 10個  
ルアーロックキャップ ..... 2個  
SSTチップ ..... 2個  
バキュームアダプター ..... 1本

※付属チップ及びキャップ、アイズブロック、バキュームアダプターは再使用禁止



4487-JP  
オパールエッセンスBOOSTリフィル  
通常価格 ~~17,900~~ 円

➔ 特別価格 **16,110 円**

BOOSTシリンジ(1.2mL) ..... 5本  
シェードガイド ..... 2枚  
ブラックミニチップ ..... 10個  
ルアーロックキャップ ..... 5個

## オフィスホワイトニング前後に ウルトライーズトレイ 知覚過敏抑制材



5743-JP  
ウルトライーズトレイ  
通常価格 ~~4,000~~ 円

➔ 特別価格 **3,600 円**

ウルトライーズトレイ(上顎4個、下顎4個) ..... 4個

高出力LED照射器  
VALO® GRAND コードレス

VALO®  
GRAND

高出力LED照射器  
VALO® コードレス

VALO®  
CORDLESS

## VALO電池・充電機器を安全にご使用いただくためのお願い



リチウムイオン電池は使用方法を誤ると異常に発熱したり、  
発火につながる恐れがあります。



スタッフの皆様で以下の点に注意してご使用ください。

VALO®  
専用電池



### 充電方法についてのご注意

- ・ VALO専用の充電型電池以外は絶対に使用しないでください。
- ・ 充電が完了したら、すぐにACアダプターをコンセントから外してください。  
電池は充電器から外して保管してください。
- ・ 診療終了後や不在時には充電を行わないでください。

他社製



キャンペーン期間

5/7 TUE ▶ 6/28 FRI

お買上日 充電式電池  
年 月 日

※お買上日から2年に一度を目安に新品交換してください。  
1009911AR02 063022

お買上日シール



#### お願い

電池をご購入の際は、同封されているお買上日シール  
にお買上日をご記入の上、電池に貼付してください。

### 電池交換 サポートキャンペーン

電池は2年に1度、交換していただくことを推奨しています

#### 安全なご使用方法について



5963-JP  
VALO コードレス電池  
充電式リチウム電池 2個

通常価格 ~~2,200~~ 円

➔ 特別価格 **1,980** 円

製品についてのお問い合わせは