

シリコーン印象材

ハニガムプロ

初夏キャンペーン

製品説明動画



**限定
500個
販売!**

キャンペーン
期間

2024年

5月21日火

2024年

7月19日金

●販売名:ハニガムプロ ●一般的名称:歯科用シリコーン印象材
●認証番号:302AKBZX00055000(管理) ●製造販売元:(株)ヨシダ

特長 | 1

高い流動性



ハニガムプロ ライトは高い流動性があり、歯肉溝内深くまで入り込みます。

特長 | 2

ちぎれにくいタフさ



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくいいため、より精度の高い作業模型と補綴物の作製が可能です。

特長 | 3

馴染みの良さ



インジェクションとトレータイプの馴染みが良いので、印象面に段差が生じにくく、そのため適合の良い補綴物を作製することが可能になります

テクニカルデータ

	Honigum Pro		Light				Mono				Heavy		Putty
	ml	50	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Fast	Soft	
練和時間(分)	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	450	0:30	
口腔内操作時間(分)	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 3:15	≤ 2:00	
最大口腔外操作時間(分)	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 3:15	
口腔内での硬化時間(分)	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	
寸法変化[24時間後](%)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	
圧縮永久ひずみ(%)	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	
ショアA硬度	= 48	= 48	= 56	= 56	= 56	= 56	= 68	= 68	= 68	= 68	= 62	= 62	
圧縮ひずみ(%)	= 4,0	= 4,0	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 1,8	= 1,8	= 2,0	= 2,0	= 2,2	= 2,2	
色調	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

※出典元: Internal DMG measurements, data on file-2011

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

ヨシダコード	商品名	数量	価格
409214	ハニガムプロ ライトボディ 50ml×2本		¥
409239	ハニガムプロ モノボディ 50ml×2本		¥
409246	ハニガムプロ ヘビーボディ 50ml×2本		¥
457903	ハニガムプロ モノボディ 380mlカートリッジ×1本		¥
457892	ハニガムプロ ヘビーボディ 380mlカートリッジ×1本		¥
409253	ハニガムプロ バテソフ ベース/キャタリスト各450ml		¥

ヨシダコード	商品名	数量	価格
445371	ハニガムプロ ファストライトボディ 50ml×2本		¥
445388	ハニガムプロ ファストモノボディ 50ml×2本		¥
445395	ハニガムプロ ファストヘビーボディ 50ml×2本		¥
445406	ハニガムプロ ファストモノボディ 380ml×カートリッジ×1本		¥
445413	ハニガムプロ ファストヘビーボディ 380ml×カートリッジ×1本		¥

■お取引ディーラー名