

コラーゲン使用人工骨

ボナーク® ご愛顧感謝キャンペーン

インプラント適応骨補填材

期間 2024年4月22日～7月19日 **期間延長!**

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「ボナークご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中、対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

ボナーク。
Bonarc®

操作性に優れたスポンジ形状



コラーゲン使用人工骨

ボナーク® ロッドタイプ 2個パック

包装単位(容量) ロッド1個入り(約0.6mL)
製品サイズ 厚さ 10.0mm 直径 9.0mm
標準価格 26,000円 201300003




特別価格にてご提供!



コラーゲン使用人工骨

ボナーク® ディスクタイプ

包装単位(容量) 10枚入り(約0.1mL×10枚/約1.0mL)
製品サイズ 厚さ 1.5mm 直径 9.0mm
標準価格 20,000円 201300001



特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

- 販売名 ボナーク ●一般的な名称 コラーゲン使用人工骨 医療機器の分類 高度管理医療機器(クラスIV) 医療機器承認番号 30100BZX00025000 製造販売 東洋紡株式会社
- Bonarc®およびボナーク®は東洋紡(株)のコラーゲン使用人工骨を示す(登録)商標です。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2024年4月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 東洋紡株式会社
滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 〒520-0292


発売 株式会社 **モリタ**
大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com

株式会社マルヤマ歯科商店

Tiハニカムメンブレン

非吸収性骨再生用材料

Tiハニカムメンブレンはハニカム型フィルター構造で
栄養透過性・耐久性が高く、生体親和性と骨再生に優れたGBR用メンブレンです。



孔径 $20\mu\text{m}$ の超精細な穿通孔を $50\mu\text{m}$ 間隔に配置することで軟組織の侵入を阻止しつつ血清タンパクやミネラルといった骨再生に必要な成分を通すため、効率のいい骨再生が可能となります。

製品文献ページは
こちら



穿通孔をハニカム区画内に配置

穿通孔はハニカム区画内に配置しているため膜の強度が高く、変型や破断しにくい構造となっています。

膜厚はわずか $20\mu\text{m}$

非常に薄膜のため操作性が良く、組織再生のためのスペースを阻害しません。

中央部のフレーム構造

フレームあり、なしの2種類があり、フレームありは中央にフレームを配置することでより強度と賦形性を高めています(サイズSはフレームありのみ)。

※「フレームあり」はフレーム接着面を骨側に使用します。



フレームあり



フレームなし

3種類のサイズラインナップ

S/M/Lの3種類のサイズラインナップがあり、前歯部1歯から臼歯部2歯の症例など幅広くご選択いただけます。

