


光重合型歯科矯正用粘膜保護材

リラアワックス

クリスタルクリア色で
耐久性がある粘膜保護材です！



1.5g あたり
ブラケットのフック部
約 120 回適用可能です！



口腔粘膜と
歯列矯正用ブラケットの突起部等が
擦れることにより、
擦過傷等が発生することがあります。

矯正装置の周辺部を
「リラアワックス」で被覆し光重合後、
次回の診察までの期間中、
被覆した状態を維持します。
口腔粘膜を保護することができますので、
患者様の不快感を軽減します。

●1.5g × 1 本入

(ディスペンシングチップ (ブラック 19G) 10 本付属)

歯科医院様参考価格

¥6,000

●ディスペンシングチップ (ブラック 19G) 10 本

歯科医院様参考価格

¥1,200



リラアワックスを
矯正用ブラケットの
フック部等の突起部の
周辺部を被覆し、
光照射 20 秒間
(500mW/cm²) します。



透明の保護材のため、
目立たず、日常的な
飲食やブラッシングに
耐久性があります。



ブラックライト下で
蛍光反応します。



探針やピンセット等を
用いて、一塊で簡単に
除去することができます。

リライアンス社 製品

光重合型短期的使用歯科矯正用粘膜保護材

リライアワックス
シリンジ 1.5g 1本入



歯科医院様参考価格
¥6,000

医療機器届出番号13B1X10394190002
一般医療機器 短期的使用歯科矯正用粘膜保護材

光重合型歯列矯正用バンド接着材

ウルトラバンドLOK ブルー 2本入



歯科医院様参考価格
¥18,500

医療機器認証番号: 304AGBZX00056000
管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材

1ペーストタイプ光重合型矯正用接着材

GoTo ペースト
シリンジ 4g 1本入



歯科医院様参考価格
¥6,500

1ペーストタイプ光重合型矯正用接着材

GoTo ペースト
カプセル 0.4g×10個



歯科医院様参考価格
¥8,400

1液性接着強化型プライマー

アシュアプラス
ボトル 6mL 1本入



歯科医院様参考価格
¥26,000

1液性接着強化型プライマー

アシュアプラス
ボトル 2mL 1本入



歯科医院様参考価格
¥17,000

1液性接着強化型プライマー

アシュアプラス
ユニدوز
0.2mL×50個



歯科医院様参考価格
¥31,000

ポーセレン用コンディショナー

ポーセレンコンディショナー
ボトル 8mL 1本入



歯科医院様参考価格
¥5,700

1液性セルフエッチングプライマー

ウルトラセップ
ボトル6mL 1本入



歯科医院様参考価格
¥26,000

1液性セルフエッチングプライマー

ウルトラセップ
ボトル2mL 1本入



歯科医院様参考価格
¥8,700

医療機器認証番号 305ALBZX00009000 管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
製造業者: Reliance Orthodontic Products, Inc. (リライアンス オーソドンティック プロダクツ社) 製造国: アメリカ合衆国 (USA)

本紙に掲載されている価格は2024年6月21日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

MORIMURA

株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は

株式会社マルヤマ歯科商店