

Protection magnifying glass

保護メガネルーペ

Chiara

拡大鏡

キアラ

くもり止め加工

よく見える
1.6倍

【テンプル(つる)の色】
黒と赤の2色

【特徴】

- ・世界で最も厳しいめがね規格ANSI-Z87.1認定品
- ・くもり止め加工
- ・キズがつきにくく衝撃に強いポリカーボネート製レンズを採用

医院価格

¥2,800

*税抜

【包装】各1本入

【お手入れの仕方】

- ・普段の汚れはマイクロファイバークロスで拭く。
- ・ひどい汚れの場合には次の方法でおこなう。
- ① 中性洗剤をスポンジで泡立てる。
- ② その泡をめがねにつけてソフトに手洗い
- ③ 流水でよく濯ぎマイクロファイバークロスでレンズについた水分を拭き取る。

【お取り扱いについて】

- ・めがねを置くときは必ずレンズ面を上にする。
- ・掛け外しは両手でおこなう。
- ・レンズのコート(くもり止め)は熱に弱いため車中など高温になる所に長時間放置しない。
- ・太陽光や強い光の下で本製品を放置しないこと。火災や事故の原因となります。
- ・水や洗浄液に濡らしたまま放置しない。
- ・中性洗剤以外(アルコール含む)の使用不可。
- ・オートクレーブ不可。

・サイズ:(W)150 (D)170* (H)40mm *テンプルを広げた状態

●材質 ●レンズ:PC(ポリカーボネート) ●フレーム:PC(ポリカーボネート) ●重量 約43g

●原産国 台湾



【倍率のイメージ】

・商品のお問い合わせは、お出入りの歯科材料店までお願い致します。

【お取り扱い店】



《発売元》

有限会社ベルデンタサプライ

T657-0824 神戸市灘区福住通8丁目1番17号
TEL 078-882-1257 / FAX 078-882-1323



《代理店》

アグサジャパン株式会社

T540-0004 大阪市中央区玉造1丁目2番34号
TEL 06-6762-8022 / FAX 06-6762-8023

有限会社マルヤマ歯科商店