



CAD/CAM用高透光性セミシタージェルコニアディスク
松風ディスク ZR ルーセント スープラ



A3.5 追加発売



ラインアップが 7 色になりました

推奨焼結スケジュール

開始温度	昇温速度	焼成温度
室温	5°C/分~10°C/分	1450°C
係留時間	降温	
120分	炉内放冷又は5°C/分~10°C/分	

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR ルーセント スープラ	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 229AGBZX00044A05

包装・価格



松風ディスク ZR ルーセント スープラ

14mm --- ¥39,000
 18mm --- ¥44,000
 22mm --- ¥48,000

【サイズ】3種類: φ98×14, φ98×18, φ98×22(mm)

【色 調】7色: Plain, W2, A1, A2, A3, A3.5, B1

このカタログに記載の価格は2021年2月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店

有限会社マルヤマ歯科商店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp

2101EJJSI