

3M Science.
Applied to Life.™

インプリント™ 4 バイト

NEW

インプリント™ 4 製品シリーズに新しい“バイト材”が登場!

- 硬化時間 60 秒*
- 優れた流動性
- カット、トリミング、位置決めが容易
- パウダー無しでもスキャン可能
- フレッシュカラーで読みやすさを追求




インプリント™ 4 バイトの特長



硬化時間 60 秒*

採得時に顎位が変化することなく、かつ、患者さんの負担を軽減できます。




カット、トリミング、位置決めが容易

材料の硬度により正確な位置決めが容易で、石膏模型を適切にマウントできます。




フレッシュカラーで読みやすさを追求

接触点の確認がしやすいカラーです。



優れた流動性

チキソトロピー性により、塗布時には垂れずに咬合時には流れるペースト。快適にそして的確に咬合採得が可能です。



技工用スキャンでの読み取り作業の効率化

デジタルワークフローに簡単に入力できます。

※3M社内データ

インプリント™ 4 バイト

製品番号	内容	希望医院価格
71529	<ul style="list-style-type: none">● 50ml×2本● ギヤラン™ ミキシングチップ グリーン ×5本● インプリント™ バイト 口腔内注入チップ ×5本	7,050円



販売名：インプリント 4 バイト 届出番号：13B1X10109000280 / 販売名：ギヤランミキシングチップ 届出番号：13B1X10109000210

※掲載の内容および希望医院価格は、2023年8月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

3M、インプリント、ギヤランは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

歯科用製品事業部

<https://www.3mcompany.jp/dental>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
DEN-1834-AJ (0823) PN/e.

Web 3M 歯科

3M コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)

株式会社マルヤマ歯科商店