

# 新ファーストン

粘着型義歯床安定用糊材・粉末型



# Features

新ファストンは、水分を含むと粘着力を発揮する天然素材「カラヤガム」により、  
義歯を一時的に安定させる総義歯用義歯安定剤

義歯床に振りかけるだけ!簡単で使用感に優れた粉末タイプ。

義歯本来の咬合高径の変化が少ない。

粉末なので義歯表面に薄く付き、義歯本来の咬合高径を維持し、温度感覚の変化も最小限に抑えられます。

素質・清掃が簡単

義歯床に振りかけるだけの使い方が簡単な粉末タイプです。  
また、水で簡単に洗い落とせます。

自然な使用感

天然原料カラヤガムが主成分なので、ネバつかず、自然な使用感です。

金属床の義歯にも使用可能

使用可能な入れ歯の材質、種類	義歯の材質		義歯の種類		
	プラスチック床	金属床	総義歯	部分義歯	ブリッジ、さし歯
	○	○	○	×	×

○:使用可能 ×:使用不可

こんな時に  
おすすめします!

◆新しい義歯がなじまない時に

新しい義歯が軟組織になじむまでの期間は、患者によって異なるため、義歯になじむまでの間、ご使用が有効です。

◆顎堤の退縮等で床維持が困難な時に

顎堤が退縮・吸収し著しく平坦になり粘膜の被圧縮性が低下した方や、唾液が少ない方へのご使用が有効です。

◆咬合採得、仮床義歯の試適時に

咬合採得や仮床義歯(ロウ義歯)の試適を行なう場合、適合が不安定だと操作時間を長びかせ、患者に不安感を与える可能性があります。  
特に仮床の安定が不可欠なフェイスボウトランスファーやゴシックアーチトレーシングなどの操作時に。

# Specification

## 新ファストン

[成分]カラヤガム末、l-メントール、エタノール(アルコール含有)  
[形状]淡灰色～淡赤褐色の粉末状  
[原理]入れ歯と口腔粘膜とを粘着力で維持させる  
[品目仕様]粘着の強さ 5kPa以上、pH値 4～10

容量 25g

標準価格 680円 207980109

患者参考価格 760円

販売名 新ファストン

一般的名称 粘着型義歯床安定用糊材・粉末型

医療機器認証番号 15700BZZ00001000

医療機器の分類 クラスII 管理医療機器

製造販売 有限会社マイヤー化学



株式会社マルヤマ歯科商店

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2024年1月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、使用上の注意を必ずお読みください。

製造販売 有限会社マイヤー化学 東京都杉並区永福3丁目50番19号 〒168-0064 T 03.3324 5599

発売 株式会社 **モリタ** 大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161

お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)

www.dental-plaza.com

PUB.NO.M7581.1.2312.67,836Y.IO/ZU 208520184